



---

NL 100



Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Operating Instructions

Gebruiksaanwijzing

**NL 100**

D

F

GB

NL

## Veiligheidsinformatie

---

### Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Maak het apparaat in geen geval open en voer zelf nooit reparatiewerkzaamheden uit.

### Compatibiliteit met gehoorapparaten

Het product is compatibel met de meeste gehoorapparaten op de markt. Op grond van het grote aantal beschikbare gehoorapparaten wordt echter geen garantie gegeven dat het product met elk model zonder problemen werkt.

### Gescheiden inzameling

U bent verplicht om verbruiksartikelen volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op de juiste manier af te voeren. Het hiernaast afgebeelde pictogram op het product geeft weer dat elektrische en elektronische apparaten die niet langer worden gebruikt, gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd.

Elektrische en elektronische apparaten moeten bij een officieel inzamelingspunt worden ingeleverd.

Verpakkingsmateriaal moet volgens de lokale voorschriften worden afgevoerd.



## Ingebruikneming

### 1 Controleer de inhoud van de verpakking.

Inhoud	NL 100
Inductielus NL 100	1
AAA-batterij	1
Productadapter van 2.5 mm naar 3.5 mm	1
Gebruiksaanwijzing	1

### 2. Batterij plaatsen

Plaats een AAA-batterij in het batterijvak aan de achterkant van de NL 100. Let op de '+' en '-' markeringen en plaats de batterij in de juiste richting. Sluit de afdekking van het batterijvak.



**Wees voorzichtig:** Gebruik geen oplaadbare batterijen.

### 3. NL 100 aansluiten

Sluit de NL 100 zoals weergegeven in de tekening aan op de hoofdtelefoonconnector van uw telefoon en hang de nekbus om uw nek.



### Gebruik van de NL 100

De NL 100 beschikt over een inductielusstelsel dat met uw gehoorapparaat samenwerkt, als u de instelling 'T' kiest. U kunt geluiden dan beter horen.

1. Schuif de AAN/UIT-schakelaar in de stand 'AAN'. De groene bedrijfsled zal oplichten.



Als de bedrijfsled rood brandt, is de batterijcapaciteit gering en moet u de batterij zo spoedig mogelijk vervangen.

2. Schakel uw gehoorapparaat in de 'T'- of 'MT'-modus.
3. Regel het volume met het instelwiel.
4. De NL 100 is nu klaar voor gebruik en u kunt via de geïntegreerde microfoon met uw gesprekspartners spreken.
5. Schuif aan het einde van uw gesprek de AAN/UIT-schakelaar in de stand 'UIT' om de batterijcapaciteit te sparen. De bedrijfsled zal uitgaan.



De bij de NL 100 bijgeleverde productadapter kunt u voor aansluiting van compatibele MP3-apparaten of mobiele telefoons gebruiken. Voer de bovenstaande stappen uit.

### Onderhoud/garantie

#### Onderhoud

- Reinig het oppervlak van het product met een zachte, niet-pluizende doek
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen of -oplossingen

#### Garantie

AMPLICOM apparaten worden met de nieuwste productiemethoden gefabriceerd en gecontroleerd. Gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgt voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing als een storing in het apparaat het gevolg is van een fout van de aanbieder van het telefoonnetwerk of van de centrale waarop het apparaat aangesloten is. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing op oplaadbare batterijen of accusets die in de producten gebruikt zijn. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf datum van aankoop. Alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten en gedurende de garantieperiode ontstaan, worden kosteloos verholpen. De garantie vervalt na ingrepen door de koper zelf of door derden. Schade die het gevolg is van onvakkundige omgang of gebruik, verkeerde plaatsing of opslag, onvakkundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden valt niet onder de garantie. In geval van reclamaties behouden wij ons het recht voor om defecte onderdelen te repareren of te vervangen of een vervangend apparaat te leveren. Reserveonderdelen of -apparaten worden ons eigendom. Recht op vergoeding is in geval van beschadiging uitgesloten als geen bewijzen van de intentie of grove nalatigheid van de fabrikant bestaan.

Als het apparaat in de loop van de garantieperiode verschijnselen van een defect vertoont, moet u het samen met de aankoopbon terugbrengen naar de leverancier bij wie u het AMPLICOM apparaat hebt gekocht. Aanspraak op garantie volgens deze overeenkomst kan alleen bij de leverancier worden gemaakt. Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten vervallen alle aanspraken op basis van deze garantiebepalingen.

#### Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de in de volgende

EU-richtlijn genoemde specificaties:

Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat. De volledige Verklaring van overeenstemming kunt u op onze website [www.amplicom.de](http://www.amplicom.de) kosteloos downloaden.



Verkoop: Audioline GmbH, 41460 Neuss (D)

## Belangrijke garantie-informatie

---

### **Belangrijke garantie-informatie**

De garantieperiode voor uw AMPLICON product begint op de datum van aankoop. De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. De garantie vervalt bij ingrepen door koper of derden. Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie.

WEND U VOOR GARANTIE ALLEEN TOT DE  
LEVERANCIER VAN HET  
APPARAAT EN VERGEET NIET OM DE AANKOOP-  
BON MEE TE NEMEN.

VOORKOM ONNODIG LANGE WACHTTIJDEN EN  
STUUR HET APPARAAT  
NIET NAAR ONS.

RAADPLEEG BIJ VRAGEN OVER DE BEDIENING  
EN GARANTIE DEZE  
GEBRUIKSAANWIJZING

AUDIOLINE GmbH  
Neuss  
Internet: [www.amplicom.eu](http://www.amplicom.eu)  
E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)