



Handleiding voor het Bedtrilsysteem (NL)

De Bellman-trilschijf is onderdeel van een signaleringssysteem, ook wel wek- en waarschuwingssysteem genoemd, en kan in combinatie met andere Bellman Visit-producten worden gebruikt.

Ingebruikname


1. Sluit de trilschijf (1) aan door de stekker (2) te steken in de daartoe bestemde uitgang (3) van de ontvanger (zie tekst hierboven).

2. Druk op de testknop van de zender voor het Visit-systeem en controleer of het trilkussen een signaal geeft.

Belangrijk! Bij het aansluiten op de Bellman Visit-pager zal het trilkussen alleen dan functioneren wanneer de pager in de lader geplaatst is."

Beschrijving trilschijf

- 1) Ruw oppervlak (tegen wegglijden)
- 2) Stekker



Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: +46 31 682820
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se