

Multi Communicatie Systeem



Gehoorverlies betekent niet alleen minder horen, maar ook minder aansluiting met de omgeving. Het Multi communicatie systeem (MCS) is ontwikkelt om mensen met matig gehoorverlies te helpen hun gehoor te verbeteren. Het MCS helpt mensen met gehoorschade om probleemloos met hun leefomgeving te communiceren. MCS is uw persoonlijke gehoorassistent. De ingebouwde versterker verbetert uw gehoor bij een persoonlijk gesprek maar ook bij een groepsgesprek. Het biedt excellent stereo geluid tijdens uw favoriete TV show, radioprogramma of tijdens het luisteren naar muziek, zonder dat u anderen stoort. Ook kunt u draadloos naar muziek luisteren en toch een telefoongesprek aannemen door simpelweg op een knop te drukken.



Multi Communicatie Systeem

- Geluidsversterker met excellent stereo geluid
- Geeft aan dat er een telefoongesprek binnen komt als u van het stereo geluid geniet
- Draadloze verbinding
- Multipoint-verbinding met 2 Bluetooth apparaten
- Ondersteunt "gesprek in de wacht" functie
- Ondersteunt Bluetooth audio apparaatuur
- Noodoproep toets
- Werkt met gehoorapparaat in T-stand (alleen nekloop)

Art. nr. 6601

Specificaties

Bluetooth specificaties

V2.0

Buiten

Klasse 2, tot 10 m

Ondersteunde profielen

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Muziek tijd

tot 8,5 uur

Spreektijd

tot 13,5 uur

Hoorhulp tijd

tot 17 uur

Standby tijd

tot 200 uur

Max./Min temperatuur

-20°C tot +60°C

Goedgekeurd door

BQB, CE, FCC

